



Ciencia y tecnología que aprecian la vida

LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

DOMICILIO: No.37 Chaoqian Road, Changping District, Beijing, 102200 R.P. China

PÁGINA WEB: en.lepumedical.com & www.lepucreative.com

V.20230426



Atención de la salud y telemedicina

Soluciones

● Confiabilidad | Portabilidad

● Telemedicina | Integración





Cartera de la empresa

Lepu Medical Technology (Beijing) CO., Ltd fue fundada en 1999. Se especializa en la I&D, fabricación y comercialización de equipos médicos de alta tecnología. Nuestra casa matriz internacional está ubicada en la ciudad de Shenzhen, Provincia de Guangdong, China.

En la actualidad, Lepu Medical se ha convertido en una empresa líder en tecnología médica a nivel mundial en los campos de intervenciones cardiovasculares, enfermedades cardíacas estructurales, manejo del ritmo cardíaco, anestesia y cuidados intensivos, soluciones de IA, soluciones de telemedicina, diagnósticos in vitro, cirugía general con productos que incluyen stents coronarios, catéteres balones para dilatación, accesorios para intervenciones, dispositivos de oclusión, válvulas cardíacas mecánicas, catéteres para electrofisiología, marcapasos, equipos y biomarcadores para diagnóstico in vitro, sistemas DSA y engrapadoras quirúrgicas. Es nuestra visión desarrollar Lepu Medical para que se convierta en uno de los mayores proveedores en las plataformas de dispositivos médicos, medicina, productos y servicios para la atención de la salud y nuevos modos médicos.



Edificio de la casa matriz de Shenzhen Lepu International

CONTENIDO

P01

OXÍMETRO DE PULSO

- Oxímetro de pulso para dedo..... 01
- Oxímetro ponible 06
- Oxímetro de bolsillo..... 12

P14

MONITOR SPOT-CHECK

P16

ECG

- Monitor para holter 16
- Sistema de monitoreo del holter..... 17
- ECG portátil 18
- Pocket ECG..... 20
- ECG sencillo 22

P23

TERMÓMETRO

- Termómetro digital 23
- Termómetro de frente infrarrojo..... 24

P25

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL

P27

MEDIDOR DE GLUCOSA EN SANGRE

P28

ANALIZADOR DE COLESTEROL

P29

ANALIZADOR DE COAGULACIÓN

P30

SOLUCIONES DE TELEMEDICINA

Oxímetro de pulso para dedo

El oxímetro de pulso para dedo está diseñado para medir la saturación de oxígeno, la frecuencia del pulso y el índice de perfusión a través del dedo del usuario. Lepu Medical está enfocado en la I&D y en la fabricación desde hace más de 23 años. La tecnología MoveOxy que hemos desarrollado nos brinda resultados de medición profesionales ante condiciones de afectación por movimiento, PI bajo y pulso débil.

PC-60A

- Pantalla LCD con rotación en 2 direcciones
- Mide la SpO2, frecuencia del pulso y PI, muestra la barra de pulso
- Remoción de artefacto y anti-movimiento
- A prueba de salpicaduras y resistente a caídas
- Indicación de sobrelímite
- Encendido/Apagado automático



POD-2

- Pantalla LCD con rotación en 2 direcciones
- Mide la SpO2 y la frecuencia del pulso, muestra la barra de pulso
- Remoción de artefacto y anti-movimiento
- A prueba de salpicaduras y resistente a caídas
- Indicación de batería baja
- Encendido/Apagado automático



LOX100

- Pantalla a color y rotación en 4 direcciones
- Mide la SpO2, frecuencia del pulso y PI, muestra la barra de pulso y pletismograma
- Remoción de artefacto y anti-movimiento
- A prueba de salpicaduras y resistente a caídas
- Alarma visual y auditiva con indicación de batería baja
- Encendido/Apagado automático



Oxímetro de pulso para dedo

PC-60FW / PC-60F

- Pantalla OLED con rotación en 4 direcciones
- Mide la SpO2, frecuencia del pulso y PI, muestra la barra de pulso y pletismograma
- Modo de monitoreo Spot-check y continuo
- Análisis de la frecuencia del pulso en modo spot check
- Mensaje de voz con los resultados de la medición
- Almacena hasta 12 conjuntos de resultados de unidad.
- Módulo inalámbrico con APP para visualización en tiempo real
- Remoción de artefacto y anti-movimiento
- A prueba de salpicaduras y resistente a caídas
- Alarma visual y auditiva con indicación de batería baja
- Encendido/Apagado automático



Solo el modelo 60FW cuenta con el logotipo de inalámbrico

PC-60B1

- Pantalla a color con rotación en 4 direcciones
- Mide la SpO2, frecuencia del pulso y PI, muestra la barra de pulso y pletismograma
- Remoción de artefacto y anti-movimiento
- A prueba de salpicaduras y resistente a caídas
- Alarma visual y auditiva
- Encendido/Apagado automático
- Disponible en diferentes colores (pedido a granel)
- Cubierta de goma siliconada, estuche para transporte (opcionales)



Oxímetro de pulso para dedo

PC-60D2

- Diseño único también aplicable en pediatría
- Mide la SpO2, frecuencia del pulso y PI, muestra la barra de pulso y pletismograma
- Pantalla OLED con rotación en 4 direcciones
- Remoción de artefacto y anti-movimiento
- A prueba de salpicaduras y resistente a caídas
- Alarma visual y auditiva
- Encendido/Apagado automático
- Rendimiento confiable y preciso contra la baja perfusión



PC-60E

- Aplicable en adultos, pacientes pediátricos y recién nacidos con sonda externa
- Pantalla a color con rotación automática en 4 direcciones
- Mide la SpO2, frecuencia del pulso y PI, muestra la barra de pulso y pletismograma
- Remoción de artefacto y anti-movimiento
- A prueba de salpicaduras y resistente a caídas
- Alarma visual y auditiva con indicación de batería baja
- Encendido/Apagado automático



Sonda para recién nacidos

Sonda para niño

Oxímetro de pulso para dedo

PC-60N

- Aplicable en adultos, pacientes pediátricos y recién nacidos con sonda externa
- Pantalla a color, rotación en 4 direcciones
- Mide la SpO2, frecuencia del pulso y PI, muestra la barra de pulso y pletismograma
- Remoción de artefacto y anti-movimiento
- A prueba de salpicaduras y resistente a caídas
- Alarma visual y auditiva con indicación de batería baja
- Encendido/Apagado automático



Sonda para recién nacidos



Sonda para niño

PC-60NW

- Aplicable en adultos, pacientes pediátricos y recién nacidos con sonda externa
- Pantalla a color con rotación automática en 4 direcciones
- Mide la SpO2, frecuencia del pulso y PI, muestra la barra de pulso y pletismograma
- Módulo inalámbrico con APP para visualización en tiempo real
- Remoción de artefacto y anti-movimiento
- A prueba de salpicaduras y resistente a caídas
- Alarma visual y auditiva con indicación de batería baja
- Encendido/Apagado automático



Inalámbrico



Sonda para recién nacidos



Sonda para niño

Oxímetro de pulso para dedo

PF-10

- Tecla táctil, OLED color con rotación en 4 direcciones, muestra la SpO2, la frecuencia del pulso y el pletismograma
- Alarma visual y auditiva
- Compatible con modo Spot check y modo continuo. Ambos modos pueden detectar el pulso irregular.
- Admite 12 conjuntos de registros en el dispositivo y un número ilimitado de gestión de datos en la aplicación.
- Batería de litio recargable, completamente cargada para resistir 24 horas de vida útil.
- Conexión inalámbrica con Vihealth y transferencia de datos en tiempo real



Inalámbrico



PF-20

- Diseño único para niños
- OLED color con rotación en 4 direcciones, muestra la SpO2, la frecuencia del pulso y el pletismograma
- Alarma visual y auditiva
- Compatible con modo Spot check y modo continuo. Ambos modos pueden detectar el pulso irregular.
- Admite 12 conjuntos de registros en el dispositivo y un número ilimitado de gestión de datos en la aplicación.
- Conexión inalámbrica con Vihealth y transferencia de datos en tiempo real



Niño



Inalámbrico



Oxímetro ponible

Kids O2

- Vibrador inteligente incorporado
- Vibración activada por oxígeno bajo
- No se sale del dedo
- Cómodo y suave
- Vibración ajustable desde la App
- Monitoreo continuo a la noche y durante el deporte
- Hasta 12 a 16 horas de vida útil en la batería. Carga mediante puerto USB



Niño

Wear O2

- Diseño único para niños
- Vibrador inteligente incorporado
- Vibración activada por oxígeno bajo
- No se sale del dedo
- Cómodo y suave
- Vibración ajustable desde la App
- Monitoreo continuo a la noche y durante el deporte
- Hasta 14 horas de vida útil en la batería. Carga mediante puerto USB



Oxímetro ponible

Oxyfit

- Cómodo sensor de pico de pato con material suave diseñado para la medición continua de SpO2, FP y PI
- Encendido automático al momento de usar
- Almacena 4 conjuntos de SpO2 y FP en el dispositivo, cada uno por 1 hora.
- Admite alarma de frecuencia cardíaca alta y baja, y de oxígeno en sangre.
- Autodefinición de límites de alarma en la App
- Datos de monitoreo en tiempo real en la App
- Timbre para el modo de alarma
- Batería de litio recargable, hasta 16 horas de vida útil.



Inalámbrico



Oxímetro ponible

Diseño único, ligero y ponible, para el monitoreo de SpO2, FC y PI en diversas situaciones. O2 Ring puede rastrear y registrar los niveles de oxígeno por la noche. Durante el sueño, si O2 Ring detecta un nivel bajo de oxígeno o una frecuencia cardíaca anormal, vibrará de inmediato y se lo recordará suavemente.

O2 Ring

- Cómoda experiencia de uso
- Rastrea y registra el nivel de oxígeno y la frecuencia cardíaca
- Vibración inteligente activada ante baja SpO2
- Batería recargable incorporada para uso nocturno
- Sincronización de datos en tiempo real con la App a través de Bluetooth
- Admite monitoreo remoto por módulo inalámbrico



Seguimiento nocturno



Medición precisa



Vibración recordatoria



APP/software para PC




Almacenamiento en la nube



Oxímetro ponible

Solución de monitoreo remoto inalámbrico

- Monitoreo preciso ante la baja perfusión
- Monitoreo confiable ante situaciones de movimiento
- Monitoreo sensible ante señal de pulso débil



¿Quiénes necesitan O2ring™?



Oxímetro ponible

Detector del sueño inteligente y ponible, ligero y fácil de usar. El uso de un detector del sueño puede ayudar a los médicos a hallar un problema potencial para comentar con las familias, como problemas para dormir, despertar en medio de la noche, calidad o duración inadecuada del sueño, ronquidos o apnea, movimientos periódicos de las extremidades, síndrome de la pierna inquieta, parasomnias, convulsiones nocturnas, somnolencia diurna y narcolepsia. Algunos ensayos hallaron que agregar un detector del sueño al registro electrónico de pacientes adultos y pediátricos aumentaba significativamente la identificación de problemas del sueño.



Cubrededos de silicona



Flujo nasal

AP-20

- Diseño ponible con pantalla de 1,44 pulgadas para monitoreo del sueño
- Mide simplemente la SpO2, FP, frecuencia respiratoria, flujo de aire y ronquidos
- Exportación de datos a PC mediante cable USB con software de análisis e impresión
- El software puede registrar y revisar el movimiento corporal.
- Modo de ahorro de energía con pantalla apagada, brillo ajustable
- Alarma visible/acústica y con vibración
- Almacenamiento de datos hasta 72 horas
- Conexión inalámbrica con el teléfono inteligente para gestionar datos en la APP o transferir datos al software de la PC a través del USB.
- Adaptado a la tecnología Spo2 MoveOxy® para monitorear con precisión la SPO2 en baja perfusión, situaciones de movimiento y señales de pulso débil.
- El software de análisis profesional permite a los usuarios gestionar, revisar y analizar el registro en tendencia, gráfica y estadística.

Oxímetro ponible

AP-10

- Pantalla OLED de SpO2, FP, PI y pletismograma
- Exportación de datos a PC por cable USB con software de análisis e impresión
- El software puede registrar y revisar el movimiento corporal.
- Modo de ahorro de energía con pantalla apagada, brillo ajustable
- Alarma visible/acústica y con vibración
- Almacenamiento de datos hasta 160 horas
- Conexión inalámbrica con el teléfono inteligente para gestionar datos en la APP o transferir datos al software de la PC a través del USB.





Tecnología Spo2 MoveOxy®

- Monitoreo preciso ante la baja perfusión
- Monitoreo confiable ante situaciones de movimiento
- Monitoreo sensible ante señal de pulso débil

Software de análisis profesional

El software de análisis profesional permite al usuario gestionar, revisar y analizar los registros en tendencia, gráfica y estadística. La impresión de los informes brinda una vista intuitiva de estudios del sueño preliminares.



Oxímetro de bolsillo

SP-20

- Aplicable para la medición de pacientes adultos, pediátricos y recién nacidos en hospitales y en el hogar.
- Mide la SpO2, la frecuencia del pulso y la temperatura (opcional)
- Pantalla TFT de 3,5 pulgadas de % PI, pletismógrafo y barra de pulso
- 16 ID de usuarios para marcar datos con posibilidad de agregar
- Soporte incorporado para colocarlo de pie en el escritorio
- La base se utiliza para sostener el oxímetro y también para carga.
- Batería de litio hasta 18 horas
- Más de 500 horas de almacenamiento de datos de SpO2 y FP
- Software de PC para gestión de datos
- Función de alerta visual y auditiva disponible
- Apagado automático disponible



INALÁMBRICO



Sonda de SpO2
envolvente de tipo Y
(niños)



Clip de dedo (adultos)

Accesorios



Sensor de dedo tipo pinza
p/adultos



Sensor suave para adultos



Sensor de dedo tipo pinza
pediátrico



Sensor suave pediátrico



Sensor de envoltura neonatal



Termómetro de oreja
infrarrojo (solo para SP-20)

Oxímetro de bolsillo

PC-66B

- Pantalla TFT de 2,2 pulgadas para SpO2, PI, pletismograma y FP
- Tecnología SpO2 MoveOxy con remoción de artefacto y rendimiento anti-movimiento
- Diversas sondas de SpO2 para pacientes adultos, pediátricos y recién nacidos
- Batería de litio incorporada para monitoreo continuo
- Hasta 384 horas de almacenamiento de datos de SpO2 para revisión
- Límite de alarma, nivel de tono y tono de tecla ajustables



Sonda SpO2 con envoltura de
tipo Y (niños)



Clip de dedo (adultos)





MONITOR SPOT-CHECK

El monitor Spot-Check se aplica para medir los parámetros fisiológicos de adultos. El dispositivo se utiliza ampliamente en farmacias, clínicas y en el hogar para la medición cotidiana. Equipado con Bluetooth e interfaz USB, los usuarios pueden observar en tiempo real en su teléfono/pad o transferir los datos a una PC para un diagnóstico adicional y gestión de los datos.

PC-303

- Diseño compacto con pantalla de 4,3 pulgadas
- Monitor para medición de los parámetros de SpO2, FP, PANI, TEMP, ECG y glucosa en sangre
- Visualización en tiempo real en Apps de los sistemas IOS y Android
- Software de gestión de datos en PC para exportación y análisis de datos
- Portafolios opcional con tableta Android para un mejor uso
- Brinda protocolos de comunicación para Android, IOS, Windows y SDK para una mayor cooperación.
- Adaptado para ayuda humanitaria, médico familiar y para algunos lugares con falta de transporte y de movilidad o condiciones por brotes.
- Equipado con un cable ECG de 3/5 derivaciones, muestra la forma de onda en tiempo real para cubrir las necesidades ante distintas situaciones.



Inalámbrico



MONITOR SPOT-CHECK

PC-203

- Medición de SpO2, PANI, Frecuencia del pulso y TEMP
- Visualización de la medición en tiempo real en la APP o en los sistemas Android o IOS
- Resultado rápido de medición de TEMP con sonda de oído en 5 segundos
- Batería de litio recargable integrada
- Carga de datos por Bluetooth para análisis e impresión
- Glucómetro opcional



Inalámbrico

PC-102

- Medición de SpO2, PANI y Frecuencia del pulso
- Visualización en tiempo real en la APP o en los sistemas Android o IOS
- Diseño ponible para una medición práctica
- Batería de litio recargable integrada
- Glucómetro opcional



Inalámbrico

Accesorios



Sensor de SpO2 Sonda de oído infrarroja Manguito para PANI Glucómetro de sangre Monitor de ECG

Monitor para holter

Un monitor para holter es un dispositivo pequeño y ponible que monitorea y registra la actividad cardíaca a través de un ECG. El extenso período de registro muchas veces es útil para observar arritmias cardíacas ocasionales que podrían ser difíciles de identificar en un período breve.

M12

- Diseño liviano y compacto: menos de 50g
- Pantalla de alta definición
- Visualización de forma de onda en tiempo real
- Adquisición simultánea de 12 derivaciones
- Cable conductor de 3/5/6/10 electrodos opcional
- Excelente impedancia de entrada, que reduce la distorsión de la forma de onda
- Exportación de datos por USB para un análisis eficiente
- Batería recargable incorporada, hasta 72 horas de monitoreo continuo



TH12

- Liviano y práctico
- Grabación digital de 12 canales
- Transmisión de datos a través de tarjeta SD
- Visualización de forma de onda en tiempo real
- Hasta 24 horas de monitoreo continuo
- Detección de marcapasos, caudal de muestreo del impulso: 20000Hz
- Análisis de ST, Análisis de QT
- Análisis de HRT, frecuencia HRV / análisis de dominio
- Análisis del síndrome de apnea del sueño obstructiva
- Análisis de alternancia de onda T
- Análisis de potenciales tardíos ventriculares



Sistema de monitoreo del holter

Emisión sencilla y rápida de informes con alta precisión

Se analizan todos los canales registrados y se excluyen automáticamente los episodios muy ruidosos. Esto da como resultado un análisis mejorado de un holter "real" con un análisis de alta precisión y con un gran ahorro de tiempo.




Capacidades de análisis avanzadas


Software profesional para análisis de ECG ambulatorio, que admite abundantes análisis estadísticos.

Compatible con la edición de plantillas, análisis de fibrilación y aleteo auricular, análisis de HRV, de oscilación de la frecuencia cardíaca, superposición de onda P, segmento ST y otras funciones de análisis avanzadas.


La tecnología de inteligencia artificial para ECG AI-ECG opcional puede identificar episodios anormales en un ECG de manera rápida y precisa.




Edición de plantillas




Análisis de fibrilación y aleteo auricular



Análisis de HRV



Análisis de oscilación de la frecuencia cardíaca



Análisis de superposición de onda P



Análisis del segmento ST

ECG portátil

El S120 tiene un diseño conciso, ultra liviano y portátil, y una pantalla táctil de alta resolución capacitiva de 7 pulgadas, y está equipado con el análisis de ECG más famoso, el algoritmo de Glasgow. El estuche para transporte y la impresora térmica inalámbrica son útiles en más escenarios, como centros de examen médico, ambulancias, salas de emergencias y médicos de familia.

Neo ECG S120

- Modo de adquisición de derivaciones múltiples, pantalla de adquisición sincronizada de 6/9/12 derivaciones.
- Puede alimentarse por una fuente de alimentación de corriente alterna externa o una batería de litio recargable integrada
- Compatible con modo automático, análisis de frecuencia respiratoria (RR) HRV, prueba de medicación, episodios de ECG
- Proporciona 4 modos de prueba: pre-muestreo, muestreo en tiempo real, muestreo periódico y muestreo activado
- Rápido ingreso de información del paciente a través de la cámara incorporada
- Gran capacidad de almacenamiento de datos; aproximadamente 10000 ECG. La memoria interna se puede agrandar con un disco flash USB.
- Estándar con el algoritmo de Glasgow y el algoritmo CW ECG-SLA, y equipado con palabras inteligentes de resultado de diagnóstico de ECG para una conclusión rápida y automática del diagnóstico.
- El modo de análisis de la frecuencia respiratoria (FR) es compatible con los parámetros de medición convencionales, el histograma con intervalos de FR, histograma con la diferencia de intervalos de FR, etc.
- Admite la detección y rotulado de un marcapasos automático, así como la determinación y corrección de los electrodos con contacto débil.
- Abundantes opciones de electrodos, de tipo broche, de tipo succión, pinzas de cocodrilos, para cumplir con los requerimientos de los médicos.



Vida útil de la batería: 40 horas



Pantalla táctil



Wi-Fi/4G



Gran almacenamiento de datos



Escaneo por cámara




Fácil de transportar



S120



Impresora térmica con Bluetooth



Métodos de medición



Espesor: ≤27mm



Peso: ≤1kg



Parámetros de alto rendimiento para garantizar la precisión y estabilidad de la medición, rango de respuesta de frecuencia ultra amplio para cumplir con las necesidades de exámenes en niños y bebés.




Frecuencia de muestreo

Adquisición de señal más precisa



CMRR

Capacidad anti-interferencia más poderosa



Resistencia tensión de polarización

Medición más precisa



Respuesta de frecuencia

Disposición de medición más amplia

Pocket ECG

El monitor PCECG-500 de LEPU recopila, analiza, almacena y transmite la información de un ECG de 12 derivaciones que, en combinación con el algoritmo de Glasgow, brinda un análisis completo e inmediato.

PCECG-500

- Pantalla LCD táctil a color de 4,46", diseño portátil, ligero y de tamaño pequeño, fácil de transportar
- Alimentado por corriente continua externa (CC) o por batería de litio recargable integrada, que admite un tiempo de funcionamiento continuo de >24 horas.
- Admite la adquisición y visualización simultánea de las formas de onda de 6/12 derivaciones y detección de la frecuencia cardíaca.
- Brinda algoritmos de Glasgow, de análisis convencional, para analizar en forma automática las formas de onda de ECG adquiridas, valores de medición de salida y resultados diagnósticos.
- Acepta modo automático y RR, y detección y marcado automático de estimulación.
- Proporciona 4 modos de prueba: pre-muestreo, muestreo en tiempo real, muestreo periódico y muestreo activado
- Admite interferencia por ADS (sistema antideriva) y EMG (electromiografía).
- Admite la transferencia de datos vía correo electrónico



Pantalla táctil de **4,46"**



Transmisión **Wi-Fi**



Peso ligero **250 g**



Algoritmo de **Glasgow**



Tiempo de funcionamiento **> 24 h**




Cámara **HD**

Ventajosas funciones de transferencia

Los informes del ECG se pueden enviar en forma remota por correo electrónico, lo que es muy conveniente y rápido.



Admite múltiples métodos de transmisión de datos a través de una red Wi-Fi y la impresión de los informes del ECG con una impresora externa.



Aplicación



ECG sencillo

PC-80B

- Diseño portátil de simple funcionamiento para la medición diaria de la forma de onda del ECG y de la FC en el hogar.
- Palma/Pierna/Pecho; tres métodos de medición rápida en 30 segundos.
- Almacenamiento de datos de 22 horas de medición continua y de 2700 unidades de resultados de medición rápida en el dispositivo.
- 17 tipos de análisis de forma de onda de ECG predeterminados
- Conexión inalámbrica al teléfono inteligente a través de la aplicación para visualización en tiempo real y almacenamiento de datos
- Servidor en la nube para almacenamiento de datos, registros a su alcance en todos lados
- Protocolo de comunicación integrado y SDK



DuoEK S ER2

- Derivación I, Derivación II, Derivación de pecho
- Fácil configuración y funcionamiento, un solo toque para comenzar la detección y realizar un ECG de grado médico en solo 30 segundos (hasta 5 minutos).
- Conexión inalámbrica al teléfono inteligente a través de la aplicación para visualización en tiempo real y almacenamiento de datos
- Ritmo visible en la pantalla OLED del monitor, es simple conocer el estado de la detección
- 17 tipos instantáneos de análisis de forma de onda de ECG predeterminados
- Diseño portátil compacto, liviano, una carga para 500 veces de uso típico, amigable para usar en todas partes, en todo momento.



Termómetro digital

El termómetro digital es liviano, sumergible, fácil de usar y de transportar. Puede medir la temperatura corporal humana con rapidez y precisión y cuenta con un timbre recordatorio. El termómetro digital también puede cambiar la temperatura entre Fahrenheit y Celsius.



LMT 10



LMT11A



LMT11B



LMT11C



LMT12A



LMT12B



Liviano



Recordatorio



Rápido y preciso




Estándar médico

Métodos de medición



Temperatura axilar



Temperatura oral



Temperatura rectal

Termómetro de frente infrarrojo

Los termómetros infrarrojos utilizan el concepto de radiación infrarroja para determinar la temperatura de la superficie de los objetos sin contacto físico. Este enfoque sin contacto puede reducir el riesgo de contagios. Mide la temperatura y muestra una lectura rápidamente.

- Sin contacto
- Medición en un segundo
- Protección IP22 (resistente al agua)
- Retroiluminación en 3 colores (rojo, amarillo y verde)
- Indicación de fiebre
- 99 conjuntos de lectura de datos
- Disponible en entornos de baja temperatura



LFR 30B



LFR 50



LFR 60



Sin contacto



Medición en un segundo



Disponible en entornos de baja temperatura



Indicador de medición de temperatura



Indicación de fiebre



99 conjuntos de lectura de datos



Protección IP22



Retroiluminación en 3 colores

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL

El monitor de presión arterial electrónico de brazo automático es un monitor digital diseñado para medir la presión arterial diastólica, sistólica y la frecuencia del pulso en pacientes adultos mediante una técnica oscilométrica no invasiva por la cual se envuelve un manguito inflable alrededor de la parte superior del brazo. Se puede usar en hospitales o en el hogar.



LBP70C



LBP70D

- 2 modos de usuario autodefinidos
- 199 conjuntos de grabación para cada usuario
- Pantalla de 5,2 pulgadas con diseño de retroiluminación
- Transmisión de voz para guiar el uso, la alarma y los resultados
- El manguito de terciopelo tiene función de autoverificación
- Medición precisa para capturar las señales minúsculas del flujo sanguíneo

La circunferencia del manguito es de 22 cm a 32 cm (8,7 pulgadas a 12,6 pulgadas) o de 22 cm a 42 cm (8,7 pulgadas a 16,5 pulgadas).



MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL

Armfit BP2

- Medición de indicadores de salud de grado médico en presión arterial y ECG
- Memoria incorporada, se pueden guardar 50 lecturas de PA y 10 lecturas de ECG.
- Diseño liviano de una pieza, adecuado para diversos escenarios
- Batería recargable. Con la carga completa puede admitir más de 300 mediciones de presión arterial.
- Conexión inalámbrica en la App para almacenaje ilimitado, gestión de datos e informe



TENS

Armfit lo relaja gracias a TENS (siglas en inglés para neuroestimulación eléctrica transcutánea) para aliviar de manera eficaz los síntomas de dolor y tratar dolores crónicos, dolores agudos postraumáticos y posoperatorios, y dolores relacionados con la artritis. A su vez, puede aliviar eficazmente el dolor causado por esfuerzos.



Presión arterial

El diseño de manga patentado del Armfit BP2 permite mediciones de presión arterial de grado médico. Funcionamiento simple; una tecla para medir la presión arterial, para el monitoreo diario de la hipertensión.

ECG

Armfit BP2 admite diversos métodos de medición de una sola derivación: Derivación I, Derivación II y Derivación de pecho. Admite resultados rápidos en 30 segundos.



MEDIDOR DE GLUCOSA EN SANGRE

Poctor 800

El medidor de glucosa en sangre Poctor 800 adopta el método de glucosa oxidasa, que se aplica para detectar en forma cuantitativa la concentración de glucosa en muestras de sangre total extraída de la yema del dedo. Solo se utiliza para supervisar el esfuerzo en el control de glucosa en sangre en la diabetes

- Pacientes con hiperglucemia: Alteración de la glucemia en sangre en ayunas, intolerancia a la glucosa
- Pacientes diabéticos: Diabetes tipo I, tipo II y gestacional
- Pacientes con otros tipos de diabetes
- Personas con alto riesgo de metabolismo anormal de la glucosa



Prueba de glucosa en sangre

Poctor M3101

3 en 1. Design compacto para monitorar medidores de glicose no sangue, cetona e ácido úrico

- Multifuncional, portátil y de fácil funcionamiento
- Capaz de corregir hematocritos y temperatura
- Compatible con sangre de dedo y venosa
- Arranque al insertar una tira reactiva y extracción automática de la tira reactiva
- Gran capacidad de almacenamiento, capaz de almacenar 600 conjuntos de resultados de prueba



Inalámbrico



Prueba de glucosa en sangre (Deshidrogenasa)



Prueba de glucosa en sangre (Oxidasa)



Prueba de cetonas



Prueba de ácido úrico

ANALIZADOR DE COLESTEROL

Determinación cuantitativa in vitro de concentraciones de colesterol (CHOL) en sangre total humana (sangre capilar o venosa) usando el principio de la reflexión de la luz. El daño principal de la hipercolesterolemia es provocar fácilmente la enfermedad coronaria y otras enfermedades ateroscleróticas. Esta prueba es para aquellas personas que necesitan una evaluación del riesgo cardiovascular y un tratamiento con fármacos hipolipemiantes.

LP-M3-11

- Micro muestra de sangre: muestreo (35µL)
- Larga duración (Más de 1000 pruebas)
- Liviano y práctico, fácil de transportar
- Pantalla grande para visualizar los resultados con claridad
- Método químico de secado



Uso específico:

Determinación cuantitativa in vitro de concentraciones de colesterol (CHOL), colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y triglicéridos (TRIG) en sangre total humana (sangre capilar o venosa) usando el principio de la reflexión de la luz.

- Lea detenidamente las instrucciones de uso o compra y use con la guía del personal médico.
- Consulte las instrucciones de uso para conocer las contraindicaciones o las precauciones.
- El producto solo se utiliza como herramienta de monitoreo del colesterol. Los resultados no se pueden usar como base para un diagnóstico clínico.



Aplicación:

Este producto puede ser utilizado por personas con experiencia médica o no profesionales con hiperlipidemia (o sus familiares) bajo la guía de un doctor, para medir concentraciones de CHOL, HDL y TRIG

ANALIZADOR DE COAGULACIÓN

El analizador de coagulación PT-M1-11 y la tarjeta de detección del tiempo de protrombina PT-S1-01 se deben utilizar juntos. Su propósito es determinar el tiempo de protrombina (PT) de la sangre capilar humana. Adopta el método electroquímico.

PT-M1-11

- Micro muestra de sangre: muestreo
- Larga duración (Más de 200 pruebas)
- Liviano y práctico, fácil de transportar
- Pantalla grande
- Resultados claros



Uso específico:

El analizador de coagulación PT-M1-11 y la tarjeta de detección del tiempo de protrombina PT-S1-01 se deben utilizar juntos. Su propósito es determinar el tiempo de protrombina (PT) de la sangre capilar humana.

- Lea detenidamente las instrucciones de uso o compra y use con la guía del personal médico.
- Consulte las instrucciones de uso para conocer las contraindicaciones o las precauciones.
- El producto solo se utiliza como herramienta de monitoreo dinámico de la función de coagulación. Los resultados no se pueden usar como base para un diagnóstico clínico.




Aplicación:

Personas con coagulación anormal o con uso prolongado de anticoagulantes orales que requieran un monitoreo regular de la función de coagulación.

SOLUCIONES DE TELEMEDICINA

Las soluciones de telemedicina de Lepu conectan a los pacientes con los profesionales de la salud para aumentar el acceso remoto de quienes necesitan atención médica. Los profesionales de la salud pueden usar dispositivos de telemedicina para controlar el estado de salud de los pacientes en tiempo real a través del teléfono o de la APP móvil. En especial, la APP se podría integrar en las soluciones de telemedicina propias de los clientes con el SDK suministrado. Trabajemos juntos para desarrollar soluciones únicas y entregar una atención médica de alta calidad.



Modelos del producto

• Oxímetro de pulso para dedo



PC-60NW



PC-60F/PC-60FW



PF-10



PF-20

• Oxímetro de bolsillo | Oxímetro ponible



SP-20



AP-20



AP-10



PC-68B

• Monitor Spot-check



PC-303



PC-203



PC-102

• Monitor de ECG sencillo | Monitor de presión arterial



PC-80B



ER2



Armfit BP2

• Medidor de glucosa en sangre | Analizador de colesterol




Pactor M3103



LP-M3-11

PC-303 Monitor Spot-check


El programa de monitoreo remoto ayuda a los pacientes a evitar la visita médica. El monitoreo remoto brinda control y apoyo en el hogar para ayudar a los pacientes a alcanzar sus objetivos en el cuidado de la salud. Es un nivel de cuidado de hospital y ayudará a facilitar la atención de los pacientes y a configurar una variedad de dispositivos de monitoreo remoto compatibles con Bluetooth.



Soluciones de telemedicina:
Dispositivo médico móvil + APP, PC + software de análisis médico

Trabaje con ViHealth

- **Almacenamiento ilimitado del historial**
Obtenga acceso ilimitado y control total de sus datos sin cargo.
- **Experiencia sin altibajos**
Los datos de la presión arterial se sincronizarán automáticamente con la App Vihealth en segundo plano (requisito acceso a Wi-Fi)
- **Medición X3 de presión arterial**
Para resultados más confiables, la función Medición X3 le brinda 3 mediciones de la presión arterial en forma automática y saca el promedio.
- **Sincronización automática en Bluetooth**
En cuanto el dispositivo se empareje y conecte con su teléfono inteligente/tableta, las lecturas de su historial se sincronizarán en forma automática y podrá ver todos los resultados de sus mediciones en su dispositivo iOS/Android.
- **Gestión de multiusuario**
Admite la gestión de usuarios múltiples con notas.
- **Trabaje con Apple Health**
Sincronice con Apple Health; le permite ver y gestionar mejor las lecturas de su historial.
- **Un clic para compartir**
Puede enviar a otros todos sus datos e historial de manera segura en PDF/CSV.





DOCTOR EN LÍNEA

y consulta médica